

Het testgereedschap voor riem-in-olie distributieriemen

BIO TOOL

In moderne motoren met riem-in-olie-technologie loopt de distributieriem in een oliebad. Dit vermindert de wrijving, verlaagt de CO₂-uitstoot en zorgt voor een stillere motor. De levensduur van de riem wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit en het type motorolie – oliën van mindere kwaliteit kunnen leiden tot vroegtijdige slijtage. De conditie van de distributieriem is echter moeilijk visueel te beoordelen.

De BIO TOOL biedt autoprofessionals een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier om de distributieriem te controleren met de riem er nog op. De tool meet de riembreedte en vergelijkt deze met de door de fabrikant aangegeven grenswaarde. Als de riem te breed is, moet deze worden vervangen.

Voordelen

- › **Makkelijk te gebruiken** – zelfs in krappe ruimtes
- › **Snel testen** zonder demontage
- › **Ontworpen voor dagelijks gebruik in de werkplaats** – Robuust en duurzaam
- › **Vijf jaar garantie** voor geregistreerde werkplaatsen: www.continental-ep.com/5



OEM-referenties.	Fabrikanten van voertuigen	Motorcodes
PSA: 1643190080/G-0109-6 Opel: EN-52809	Citraën, Opel, Peugeot and Toyota	ZMZ (EBOF/EBO)/HM01 (1PP)/HMY, HMZ (EB2)/HMZ (EB2/EB2F)/HMT (EB2D)/HMY (EB2D)/HNZ (EB2DT)/HNY (EB2DTS)/HMY (EB2M)/HMY (EB2M)/B12XE (EB2F)/D12XE (EB2FA)/B12XHL (EB2DT)/D12XHL, F12XHL (EB2ADT)/B12XHT (EB2DTS)/D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)

